

**Unsere Produkte bestellen
war noch nie so einfach und
komfortabel.**

www.cmdental.ch

Entdecken Sie die Vorteile unseres
online Bestell-Portals mit laufend neuen
Erweiterungen.

**Rund um die Uhr
einkaufen**



**Faire ses achats
à toute heure**

**Schnelle
Lieferung**



**Livraison
rapide**

**Unser aktuelles
Sortiment**



**Notre assortiment
actuel**

**Gewohnte
Konditionen**



**Conditions
habituelles**

**Commander nos produits
n'a jamais été aussi simple
et pratique.**

www.cmdental.ch

Découvrez les avantages de notre portail
de commande en ligne avec de nouvelles
fonctionnalités en permanence.

sagemax[®]

Exklusiver Vertriebspartner in der Schweiz:
Distributeur exclusif en Suisse:

Cendres+Métaux SA
Rue de Boujean 122
CH-2501 Biel/Bienne
Phone +41 58 360 20 00
Fax +41 58 360 20 10
www.cmsa.ch

**Weitere Informationen:
Pour plus d'informations:**



6.2024

sagemax[®]

Zirkoniumoxid Fräsronellen.

Disques de fraisage en oxyde
de zirconium.

**CENDRES⁺
MÉTAUX**



sagemax®

Folgende Zirkoniumoxid Fräsronellen sind erhältlich.

NexxZr T – Ein Zirkoniumoxid mit mittlerer Transluzenz und hoher Biegefestigkeit für eine Vielfalt an Indikationen und Verarbeitungsmöglichkeiten.

NexxZr T	
Biegefestigkeit	1270 Mpa
Transluzenz	42 %
Geometrien	W-98
Höhen (mm)	10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25
Farben	A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 OM1, OM2, OM3 (Bleach)

NexxZr T Multi – Ein multilayer Zirkoniumoxid mit multifunktionaler Ästhetik und breiter Indikationsvielfalt.

NexxZr T Multi	
Biegefestigkeit	630 MPa (inzisal) / 1170 MPa (zervikal)
Transluzenz	49 % (inzisal) / 42 % (zervikal)
Geometrien	W-98
Höhen (mm)	16, 20, 25
Farben	A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 BL1, BL2, BL3, BL4

NexxZr+ Multi 2.0 – Ein multilayer Zirkoniumoxid mit natürlicher Ästhetik.

NexxZr+ Multi 2.0 Verbesserte Formulierung	
Biegefestigkeit	650 MPa (inzisal) / 850 MPa (zervikal)
Transluzenz	49 % (inzisal) / 45 % (zervikal)
Geometrien	W-98
Höhen (mm)	14, 16, 20
Farben	A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 BL1, BL2, BL3, BL4

sagemax®

Les disques de fraisage en oxyde de zirconium suivants sont disponibles.

NexxZr T – Oxyde de zirconium de translucidité moyenne présentant une haute résistance à la flexion pour une grande variété d'indications et d'options d'usage.

NexxZr T	
Résistance à la flexion	1270 Mpa
Translucidité	42 %
Géométries	W-98
Epaisseurs (mm)	10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25
Couleurs	A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 OM1, OM2, OM3 (Bleach)

NexxZr T Multi – Oxyde de zirconium multicouche avec une esthétique multifonctionnelle et une grande variété d'indications.

NexxZr T Multi	
Résistance à la flexion	630 MPa (inzisal) / 1170 MPa (cervical)
Translucidité	49 % (inzisal) / 42 % (cervical)
Géométries	W-98
Epaisseurs (mm)	16, 20, 25
Couleurs	A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 BL1, BL2, BL3, BL4

NexxZr+ Multi 2.0 – Oxyde de zirconium multicouches à l'esthétique naturelle.

NexxZr+ Multi 2.0 Formulation améliorée	
Résistance à la flexion	650 MPa (inzisal) / 850 MPa (cervical)
Translucidité	49 % (inzisal) / 45 % (cervical)
Géométries	W-98
Epaisseurs (mm)	14, 16, 20
Couleurs	A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 BL1, BL2, BL3, BL4

