



2025


CM Connect.

Smarte Lösungen auf Implantaten.
Solutions intelligentes pour l'implantologie.



CM CENDRES⁺
MÉTAUX

OVERVIEW




NOBELACTIVE® &
NOBELREPLACE® CC
ACTIVE HEX

04




NEODENT®
GRAND MORSE
NEO GM

34




NOBEL
REPLACE SELECT™
TRI-LOBE

08




ZIMMER
SCREW-VENT®
INTERNAL HEX USA

36




NOBEL BRANEMARK®
EXTERNAL HEX UNIVERSAL

12




ASTRA TECH IMPLANT
SYSTEM™ EV
CONIC EVO

40




3i OSSEOTITE®
EXTERNAL HEX USA

16




ASTRA TECH
OSSEOSPEED™
INTERNAL HEX CONIC

44




3i CERTAIN®
INTERNAL HEX "CLICK"

17




DENTSPLY
ANKYLOS® C/X
INTERNAL ANK

48




STRAUMANN® SOFT
TISSUE LEVEL &
synOcta®
OCTAGON

19




MEDENTIS ICX®
CONIC IC

51




STRAUMANN®
BONE LEVEL
CONICAL BL

24




CAMLOG®
INTERNAL CAM

53




STRAUMANN® BLX
CONICAL BLX

30




CONELOG®
INTERNAL CON

57



MEGAGEN
AnyRidge®
CONIC ANYR

59




ZEST LOCATOR®

61



DALBO SYSTEM®

63



MULTI-UNIT
CONNECTION


65



TOOLS

67





ACTIVE HEX

- Non-engaging / Nicht rotationsgesichert
- ◻ Engaging / rotationsgesichert

Compatible with
NobelActive® / Replace® CC



	3.0	NP	RP	WP
HEALING ABUTMENT / GINGIVAFORMER	3.0	3.5	4.3/5.0	5.5
GH 3,0mm		41.20.039/3	41.20.040/3	
GH 4,0mm		41.20.039/4	41.20.040/4	
GH 5,0mm		41.20.039/5	41.20.040/5	



SCAN ABUTMENT	41.52.068	41.52.041	41.52.042	41.52.069
------------------	-----------	-----------	-----------	-----------



TRANSFER / ABFORMPFOSTEN	41.17.044	41.17.045
--------------------------	-----------	-----------



Platform Colour Coded

DIGITAL ANALOGUE

Retention screw Hex 1,27 mm 19.712-P5

3.0	NP	RP	WP
3.0	3.5	4.3/5.0	5.5
41.14.068/D	41.14.041/D	41.14.042/D	41.14.069/D



Platform Colour Coded

ANALOGUE

10 Pack.

41.14.068	41.14.041	41.14.042	41.14.069
	41.14.041-P10	41.14.042-P10	



TEMPORARY ABUTMENT / PROVISORISCHE

○	41.24.041	41.24.042
⬡	41.25.041	41.25.042



ZEST LOCATOR®

GH 1,0mm	2069	2075
GH 2,0mm	2070	2076
GH 3,0mm	2071	2077
GH 4,0mm	2072	2078
GH 5,0mm	2073	2079

			NP	RP
			3.5	4.3/5.0
	DALBO® ABUTMENT			
	</			



		3.0 NP RP WP			
TI-BASE		3.0	3.5	4.3/5.0	5.5
	GH 1,2mm			41.15.042	
	GH 1,5mm		41.15.468	41.15.441	41.15.069
	GH 2,0mm			41.15.042/2	
	GH 3,0mm			41.15.342	
	GH 1,2mm			41.16.042	
	GH 1,5mm		41.16.468	41.16.441	41.16.069
	GH 2,0mm			41.16.042/2	
	GH 3,0mm			41.16.342	

AURUM Base[®]

		41.36.041	41.36.042
		41.37.041	41.37.042



Torx Screw

AURUM Base[®] & ELLIPTIBase[®] & ASC BLANK

	41.19.441	41.19.442
<i>Recommended torque</i>	35 Ncm	35 Ncm



SCREW UG

	41.19.068	41.19.027	41.19.030	41.19.030
10 Pack.		41.19.027-P10	41.19.030-P10	41.19.030-P10
DLC	41.19.268	41.19.227	41.19.230	41.19.230

*Recommended torque*

15 Ncm

35 Ncm


35 Ncm

35 Ncm



PRE-MILLED BLANK

Ø 10mm	Ti	41.61.041	41.61.042
Ø 14mm	Ti	41.62.041	41.62.042



TRI-LOBE

compatible with
NobelReplace Select™

○ Non-engaging / Nicht rotationsgesichert

◡ Engaging / rotationsgesichert



	NP	RP	WP	6.0
HEALING ABUTMENT / GINGIVAFORMER	NP/3.5	RP/4.3	WP/5.0	6.0
GH 3,0mm	41.20.004/3	41.20.005/3	41.20.006/3	
GH 4,0mm	41.20.004/4	41.20.005/4	41.20.006/4	
GH 5,0mm	41.20.004/5	41.20.005/5	41.20.006/5	



SCAN ABUTMENT				
	41.52.004	41.52.005	41.52.006	41.52.097



TRANSFER / ABFORMPFOSTEN			
	41.17.004	41.17.005	41.17.006



Platform Colour Coded

DIGITAL ANALOGUE				
Retention screw Hex 1,27 mm 19.712-P5	41.14.004/D	41.14.005/D	41.14.006/D	41.14.097/D



Platform Colour Coded

	NP	RP	WP	6.0
ANALOGUE	NP/3.5	RP/4.3	WP/5.0	6.0
	41.14.004	41.14.005	41.14.006	41.14.097
10 Pack.		41.14.005-P10		



TEMPORARY ABUTMENT / PROVISORISCHE

	41.24.004	41.24.005	41.24.006
	41.25.004	41.25.005	41.25.006



DALBO® ABUTMENT

GH 1,0mm	05002496	05002486
GH 2,0mm	05002497	05002487
GH 3,0mm	05002498	05002488

			NP	RP	WP	6.0
			NP/3.5	RP/4.3	WP/5.0	6.0
	MULTI-UNIT ABUTMENTS					
	GH 1,0mm	0°	41.40.004/1	41.40.005/1	41.40.006/1	
	GH 2,0mm	0°	41.40.004/2	41.40.005/2	41.40.006/2	
	GH 3,0mm	0°	41.40.004/3	41.40.005/3	41.40.006/3	
	GH 4,0mm	0°		41.40.005/4		
	GH 5,0mm	0°		41.40.005/5		
	GH 2,0mm	17° 	41.41.704/2	41.41.705/2		
	GH 3,0mm	17° 	41.41.704/3	41.41.705/3		
	GH 4,0mm	17° 		41.41.705/4		
	GH 4,0mm	30° 		41.43.005/4		
	GH 5,0mm	30° 		41.43.005/5		
	GH 5,0mm	30°		41.43.005/5R*		
			4.8 MULTI-UNIT PLATFORM			
	ABUTMENTS					
		0°	41.13.004	41.13.005	41.13.006	
		15°	41.22.004	41.22.005	41.22.006	
		25°		41.23.005		

NP	RP	WP	6.0
			
NP/3.5	RP/4.3	WP/5.0	6.0

TI-BASE



GH 0,3mm		41.15.004	41.15.005	41.15.006	41.15.097
GH 1,5mm		41.15.204	41.15.205	41.15.206	
GH 3,0mm		41.15.304	41.15.305	41.15.306	
GH 0,3mm		41.16.004	41.16.005	41.16.006	41.16.097
GH 1,5mm		41.16.204	41.16.205		
GH 3,0mm		41.16.304	41.16.305		



AURUM Base[®]

	41.36.004	41.36.005	41.36.006
	41.37.004	41.37.005	41.37.006




Torx Screw AURUM Base[®]

	41.19.404	41.19.405	41.19.405
<i>Recommended torque</i>	<i>35 Ncm</i>	<i>35 Ncm</i>	<i>35 Ncm</i>



SCREW UG

	41.19.004	41.19.005	41.19.005	41.19.005
DLC	41.19.204	41.19.205	41.19.205	41.19.205



EXTERNAL HEX UNIVERSAL

○ Non-engaging / Nicht rotationsgesichert

⬡ Engaging / rotationsgesichert

Compatible with
Nobel Brånemark®



HEALING ABUTMENT / GINGIVAFORMER

	NP	RP	WP
	NP/3.5	RP/4.1	WP/5.1
GH 3,0mm	41.20.001/3	41.20.002/3	41.20.003/3
GH 4,0mm	41.20.001/4	41.20.002/4	41.20.003/4
GH 5,0mm	41.20.001/5	41.20.002/5	41.20.003/5



SCAN ABUTMENT

41.52.001	41.52.002	41.52.003
-----------	-----------	-----------



TRANSFER / ABFORMPFOSTEN

41.17.041	41.17.042	41.17.043
-----------	-----------	-----------



Platform Colour Coded

DIGITAL ANALOGUE

41.14.001/D	41.14.002/D	41.14.003/D
-------------	-------------	-------------



Platform Colour Coded

ANALOGUE

10 Pack.

NP	RP	WP
NP/3.5	RP/4.1	WP/5.1
41.14.001	41.14.002	41.14.003
	14.002-P10	



TEMPORARY ABUTMENT / PROVISORISCHE

	○	41.24.001	41.24.002	41.24.003
	⬡	41.25.001	41.25.002	41.25.003



DALBO® ABUTMENT

GH 3,0mm	05002526
GH 4,0mm	05002527
GH 5,0mm	05002528

MULTI-UNIT ABUTMENTS				NP	RP	WP
				NP/3.5	RP/4.1	WP/5.1
	GH 1,0mm	0°		41.40.001/1	41.40.002/1	41.40.003/1
	GH 2,0mm	0°		41.40.001/2	41.40.002/2	41.40.003/2
	GH 3,0mm	0°		41.40.001/3	41.40.002/3	41.40.003/3
	GH 4,0mm	0°			41.40.002/4	
	GH 5,0mm	0°			41.40.002/5	
	GH 2,0mm	17°		41.701/2*	41.702/2*	
	GH 3,0mm	17°		41.701/3*	41.702/3*	
	GH 4,0mm	17°			41.702/4*	
	GH 4,0mm	30°			41.43.002/4*	
	GH 5,0mm	30°			41.43.002/5*	
				4.8 6.5 MULTI-UNIT PLATFORM		

TI-BASE						
	GH 0,3mm			41.15.001	41.15.002	41.15.003
	GH 1,5mm			41.15.201	41.15.202	41.15.203
	GH 3,0mm			41.15.301	41.15.302	41.15.303
	GH 0,3mm			41.16.001	41.16.002	41.16.003
	GH 1,5mm			41.16.201	41.16.202	41.16.203
	GH 3,0mm			41.16.301	41.16.302	41.16.303

AURUM Base®						
	GH 0.3mm			41.36.001	41.36.002	
	GH 0.3mm			41.37.001	41.37.002	



		NP	RP	WP
		NP/3.5	RP/4.1	WP/5.1
ABUTMENTS	0°	41.13.001	41.13.002	41.13.003
	15°	41.22.001	41.22.002	41.22.003
	25°		41.23.002	



Torx Screw AURUM Base®			
		41.19.401	41.19.402
Recommended torque		35 Ncm	35 Ncm




Torx BALL SCREWDRIVER		24mm	35mm
		DT24TB06	DT35TB06



SCREW UG				
		41.19.027	41.19.028	41.19.029
10 Pack.		41.19.027-P10	41.19.028-P10	
DLC		41.19.227	41.19.228	41.19.229



Recommended torque		35 Ncm	35 Ncm	35 Ncm
--------------------	--	--------	--------	--------



EXTERNAL HEX USA

○ Non-engaging / Nicht rotationsgesichert

⬡ Engaging / rotationsgesichert

Compatible with
3i[®] Osseotite[®]



SCAN ABUTMENT

NP

RP

WP

3.4

4.1

5.0

41.52.011

41.52.012

41.52.013



DIGITAL ANALOGUE



Platform Colour Coded

14.011/D

14.012/D

14.013/D



ANALOGUE



Platform Colour Coded

14.011

14.012

14.013

10 Pack.

14.012-P10

TI-BASE

GH 0,3mm



41.15.011

41.15.012

41.15.013

GH 1,5mm



41.15.211

41.15.212

41.15.213

GH 3,0mm



41.15.311

41.15.312

41.15.313

GH 0,3mm



41.16.011

41.16.012

41.16.013

GH 1,5mm



41.16.211

41.16.212

41.16.213

GH 3,0mm



41.16.311

41.16.312

41.16.313



SCREW HEX 1,20mm

41.19.034

41.19.034

41.19.034

Soprano[®] Surface

Tailored solutions for
precise customization.


Gingiva Master Kit



Discover the Soprano[®] Surface product range at



cmdental.ch



INTERNAL HEX "CLICK"

○ Non-engaging / Nicht rotationsgesichert

⬡ Engaging / rotationsgesichert

Compatible with
3i Certain®



HEALING ABUTMENT / GINGIVAFORMER

NP

RP

WP

3.4

4.1

5.0

GH 3,0mm

41.20.014/3

41.20.015/3

41.20.016/3

GH 4,0mm

41.20.014/4

41.20.015/4

41.20.016/4

GH 5,0mm

41.20.014/5

41.20.015/5

41.20.016/5



SCAN ABUTMENT

41.52.014

41.52.015

41.52.016



Platform Colour Coded

DIGITAL ANALOGUE

41.14.014/D

41.14.015/D

41.14.016/D



Platform Colour Coded

ANALOGUE

41.14.014

41.14.015

41.14.016

10 Pack.

14.015-P10



		NP	RP	WP
		3.4	4.1	5.0
TI-BASE				
GH 0,3mm	○	41.15.014	41.15.015	41.15.016
GH 1,5mm	○	41.15.214	41.15.215	41.15.216
GH 3,0mm	○	41.15.314	41.15.315	41.15.316
GH 0,3mm	⬡	41.16.014	41.16.015	41.16.016
GH 1,5mm	⬡	41.16.214	41.16.215	41.16.216
GH 3,0mm	⬡	41.16.314	41.16.315	41.16.316




AURUM Base°				
	○	41.36.014	41.36.015	41.36.016
	⬡	41.37.014	41.37.015	41.37.016



Torx Screw AURUM Base °				
		41.19.438	41.19.438	41.19.438
<i>Recommended torque</i>		<i>20 Ncm</i>	<i>20 Ncm</i>	<i>20 Ncm</i>



SCREW HEX 1,20mm				
		41.19.011	41.19.011	41.19.011



OCTAGON

○ Non-engaging / Nicht rotationsgesichert

⬡ Engaging / rotationsgesichert

Compatible with
Straumann® Tissue level & synOcta®



	NNC	RN	WN
HEALING ABUTMENT / GINGIVAFORMER	3.5	4.1/4.8	4.8/6.5
GH 2,0mm		41.20.009/2	41.20.045/2
GH 3,0mm		41.20.009/3	41.20.045/3
GH 4,0mm		41.20.009/4	41.20.045/4



CONVERTER ABUTMENT			
	○	41.35.001	
	○	41.34.001	41.34.002



SCAN ABUTMENT			
	41.52.070	41.52.009	41.52.045
On converter		41.52.010	



	NNC	RN	WN
TRANSFER / ABFORMPFOSTEN	3.5	4.1/4.8	4.8/6.5
	41.17.070	41.17.009	41.17.053
On abutment		41.17.010	41.17.048



Platform Colour Coded

DIGITAL ANALOGUE

Retention screw Hex 1,27 mm 19.712-P5	41.14.070/D	41.14.009/D	41.14.045/D
---------------------------------------	-------------	-------------	-------------



Platform Colour Coded

ANALOGUE

	41.14.070	41.14.009	41.14.045
	10 Pack. 41.14.009-P10		
On abutment		41.14.010	41.14.046



TEMPORARY ABUTMENT / PROVISORISCHE

	○	41.24.026	41.24.045
	○	41.25.009	41.25.045



	NNC	RN	WN
ZEST LOCATOR®	3.5	4.1/4.8	4.8/6.5
GH 1,0mm		08742	
GH 2,0mm		08743	
GH 3,0mm		08744	
GH 4,0mm		08745	
GH 5,0mm		08751	



DALBO® ABUTMENT			
GH 1,0mm		05002446	
GH 2,0mm		05002447	
GH 3,0mm		05002448	
GH 4,0mm		05003706	
GH 5,0mm		05003708	



TI-BASE			
GH 0,3mm			41.15.045
GH 0,4mm		41.15.046	
GH 0,5mm		41.15.070	
GH 0,3mm			41.16.045
GH 0,4mm		41.16.009	
GH 0,5mm		41.16.070	



AURUM Base®			
		41.36.046	41.36.047
		41.37.009	41.37.045



		NNC	RN	WN
C-Base®		3.5	4.1/4.8	4.8/6.5
	GH 1,0mm		41.59.009	
	GH 1,2mm			41.59.045



Torx Screw
AURUM Base® & ELLIPTIBase®

	41.19.441	41.19.446	41.19.446
Recommended torque	35 Ncm	35 Ncm	36 Ncm



Torx BALL SCREWDRIVER	24mm	35mm
	41.DT24TB06	41.DT35TB06



CoCr BASE			
		41.30.009	41.30.045
		41.31.009	41.31.045



		NNC	RN	WN
ABUTMENTS		3.5	4.1/4.8	4.8/6.5
	0°	41.13.009		
	15°	41.22.009*		
	25°	41.23.009*		




SCREW Torx				
10 Pack.		41.19.070	41.19.026	41.19.026
			41.19.026-P10	41.19.026-P10



Recommended torque		35 Ncm	35 Ncm	35 Ncm
On Converter			41.19.009	41.19.009
Recommended torque			15 Ncm	15 Ncm



PRE-MILLED BLANK				
Ø 10mm	Ti		41.61.009	41.61.045



AURUM Base/ANGLE Base[®]


AURUM Base[®] is our solution to clinical situations where the implant's long-axis results in an unfavorable location of the prosthetic screw access hole.

25° Maximum angulation.

360° freedom.

SelectGrip[®]

Titanium Grade V.



CONICAL BL

Compatible with
Straumann® Bone level

○ Non-engaging / Nicht rotationsgesichert

⊗ Engaging / rotationsgesichert



HEALING ABUTMENT / GINGIVAFORMER

	NP	RP	SRA
	NC/3.3	RC/4.1-4.8	4.6
GH 3,0mm	41.20.041/3	41.20.042/3	
GH 4,0mm	41.20.041/4	41.20.042/4	
GH 5,0mm	41.20.041/5	41.20.042/5	



SCAN ABUTMENT

	41.52.043	41.52.044	
On SRA			41.52.098



TRANSFER / ABFORMPFOSTEN

	41.17.046	41.17.047	
--	-----------	-----------	--



Platform Colour Coded

DIGITAL ANALOGUE

		NP	RP	SRA
		NC/3.3	RC/4.1-4.8	4.6
		41.14.043/D	41.14.044/D	
OF SRA	4,6 Ø			41.14.098/D



Platform Colour Coded

ANALOGUE

		41.14.043	41.14.044	
	10 Pack.	41.14.043-P10	41.14.044-P10	
OF SRA	4,6 Ø			41.14.098



TEMPORARY ABUTMENT / PROVISORISCHE

		○	41.24.043	41.24.044	
		○	41.25.043	41.25.044	
On abutment SRA	4,6 Ø	○			41.24.098
		○			41.25.098



ZEST LOCATOR®

GH 1,0mm		08170
GH 2,0mm	08422	08171
GH 3,0mm	08423	08172
GH 4,0mm	08424	08173
GH 5,0mm	08425	08174



				NP	RP
				NC/3.3	RC/4.1-4.8
	DALBO® ABUTMENT				
	GH 1,0mm				05003702
	GH 2,0mm			05003700	05003704
	GH 3,0mm			05002476	05002456
	GH 4,0mm			05002477	05002457
	GH 5,0mm			05002478	05002458
	MULTI-UNIT ABUTMENTS				
	GH 1,5mm	0°	○	41.40.043/1	41.40.044/1
	GH 2,5mm	0°	○	41.40.043/2	41.40.044/2
	GH 3,5mm	0°	○	41.40.043/3	41.40.044/3
	GH 4,5mm	0°	○		41.40.044/4
	GH 2,5mm	17°	⊗	41.41.743/2	41.41.744/2
	GH 3,5mm	17°	⊗	41.41.743/3	41.41.744/3
	GH 3,5mm	30°	⊗	41.43.043/3	41.43.044/3
	GH 4,5mm	30°	⊗	41.43.043/4	41.43.044/4
					4.8 MULTI-UNIT PLATFORM
	PRE-MILLED BLANK				
	Ø 10mm	Ti		41.61.043	41.61.044
	Ø 14mm	Ti		41.62.043	41.62.044
	Ø 14mm	CoCr			41.71.044
	CoCr BASE				
			○	41.30.043	41.30.044
			⊗	41.31.043	41.31.044



			NP	RP	SRA
TI-BASE			NC/3.3	RC/4.1-4.8	4.6
	GH 1,2mm			41.15.044	
	GH 1,5mm		 41.15.443		
	GH 2,0mm			41.15.044/2	
	GH 3,0mm			41.15.344	
	GH 1,2mm			41.16.044	
	GH 1,5mm		 41.16.443		
	GH 2,0mm			41.16.344	
	GH 3,0mm				
	ON SRA				41.15.098
	4,6 Ø				41.16.098



AURUM Basê					
			41.36.043	41.36.044	
			41.37.043	41.37.044	



C-BASE °					
	GH 0,7mm		41.59.043		
	GH 0,8mm			41.59.044	
	GH 3,0mm		41.59.043/3	41.59.044/3	

Libraries available for EXOCAD & 3Shape.

CONICAL BL Straumann® Bone level



		NP	RP	SRA
Torx Screw				
AURUM Base® & ELLIPTIBase® & ASC BLANK		NC/3.3	RC/4.1-4.8	4.6
		41.19.443	41.19.443	
Recommended torque		35 Ncm	35 Ncm	



Torx BALL SCREWDRIVER	24mm	35mm
	41.DT24TB06	41.DT35TB06



ABUTMENTS			
	0°	41.13.043	41.13.044
	15°	41.22.043*	41.22.044*



SCREW Torx			
		41.19.032	41.19.033
10 Pack.		41.19.032-P10	41.19.033-P10




Recommended torque		35 Ncm	35 Ncm
On abutment SRA	4,6 Ø		41.19.098
10 Pack.			41.19.098-P10




Recommended torque		15 Ncm
--------------------	--	--------

The importance of a precise image



No screw hole
(No distortion on scan)



New screw head design with "click"
effect notches for secure fastening



Orientation on higher position
(Maximum visibility)



SelectGrip®

Improved image acquisition,
especially for scans in the laboratory



periocoat®

periocoat® surface
(DESS® patented ZrN coating)




Manufactured in Titanium V
(Extremely durable)

EXTISA extensor adaptable to all our
scanning abutments for cases
of very submerged implants.

Positioner included in all
scan abutments.





CONICAL BLX

- Non-engaging / Nicht rotationsgesichert
- ⬡ Engaging / rotationsgesichert

Compatible with
Straumann® BLX



HEALING ABUTMENT / GINGIVAFORMER

RB/WB

WB

3.5

4.5

GH 1,5mm

41.20.461/2

41.20.461/2

GH 2,5mm

41.20.461/3

41.20.461/3

GH 3,5mm

41.20.461/4

41.20.461/4



SCAN ABUTMENT

41.52.062

41.52.062



TRANSFER / ABFORMPFOSTEN

41.17.062

41.17.062



Platform Colour Coded

DIGITAL ANALOGUE

41.14.062/D

41.14.063/D

OF SRA

4,6 Ø

41.14.098/D



Platform Colour Coded

ANALOGUE

		RB/WB	WB
		3.5	4.5
		41.14.062	41.14.063
OF SRA	4,6 Ø	41.14.098	



MULTI-UNIT ABUTMENTS

GH 1,5mm	0°	○	41.40.062/1	41.40.062/1
GH 2,5mm	0°	○	41.40.062/2	41.40.062/2
GH 3,5mm	0°	○	41.40.062/3	41.40.062/3
GH 2,5mm	17°	⬠	41.41.762/2	41.41.762/2
GH 3,5mm	17°	⬠	41.41.762/3	41.41.762/3
GH 3,5mm	30°	⬠	41.43.062/3	41.43.062/3
GH 4,5mm	30°	⬠	41.43.062/4	41.43.062/4

4.8
MULTI-UNIT PLATFORM



ZEST LOCATOR®

GH 1,0mm	02326
GH 2,0mm	02327
GH 3,0mm	02328
GH 4,0mm	02329
GH 5,0mm	02330

CONICAL BLX Straumann® BLX

			RB/WB	WB
			3.5	4.5
	TI-BASE			
	GH 0,8mm			41.15.063
	GH 1,5mm		 41.15.462	41.15.063/2
	GH 0,8mm			41.16.063
	GH 1,5mm		 41.16.462	41.16.063/2
	ON SRA			
	4,6 Ø		41.15.098	
			41.16.098	

	AURUM Base®			
	GH 1,5mm		41.36.062	41.36.063
	GH 1,5mm		41.37.062	41.37.063

	Torx Screw AURUM Base ®			
	(replacement screw)		41.19.441	41.19.441
	Recommended torque	35 Ncm	35 Ncm	35 Ncm

	Torx BALL SCREWDRIVER	24mm	35mm
		41.DT24TB06	41.DT35TB06



SCREW Torx

RB/WB	WB
3.5	4.5
41.19.054	41.19.054

Recommended torque 35 Ncm 35 Ncm




On abutment SRA	4,6 Ø	41.19.098
10 Pack.		41.19.098-P10

Recommended torque 15 Ncm



PRE-MILLED BLANK

Ø 10mm	Ti	41.61.062
Ø 14mm	Ti	41.62.063



NEO GM

-  Non-engaging / Nicht rotationsgesichert
-  Engaging / rotationsgesichert

Compatible with
Neodent® Grand Morse



SCAN
ABUTMENT

GM

41.52.035



TRANSFER / ABFORMPFOSTEN

41.17.035



Platform Colour Coded

DIGITAL
ANALOGUE

41.14.035/D



Platform Colour Coded

ANALOGUE

41.14.035



TI-BASE

GH 1,5mm	○	41.15.455
GH 1,5mm	⬡	41.16.455



AURUM Base°

GM

GH 2,5mm	○	41.36.035/3
GH 2,5mm	⬡	41.37.035/3



Torx Screw AURUM Base°

(replacement screw)	41.19.444
Recommended torque	20 Ncm

Torx BALL SCREWDRIVER

24mm

35mm



41.DT24TB06

41.DT35TB06




SCREW NEO

41.19.575

Recommended torque

20 Ncm



INTERNAL HEX USA

○ Non-engaging / Nicht rotationsgesichert

⬡ Engaging / rotationsgesichert

Compatible with
Zimmer Screw-Vent®



HEALING ABUTMENT / GINGIVAFORMER

NP

RP

WP

3.5

4.5

5.7

GH 3,0mm

41.20.017/3

41.20.018/3

41.20.019/3

GH 4,0mm

41.20.017/4

41.20.018/4

41.20.019/4

GH 5,0mm

41.20.017/5

41.20.018/5

41.20.019/5



SCAN ABUTMENT

41.52.017

41.52.018

41.52.019



TRANSFER / ABFORMPFOSTEN

41.17.017

41.17.018

41.17.019



Platform Colour Coded

DIGITAL ANALOGUE

41.14.017/D

41.14.018/D

41.14.019/D



Platform Colour Coded

ANALOGUE

41.14.017

41.14.018

41.14.019

10 Pack.

41.14.017-P10

41.14.018-P10



TEMPORARY ABUTMENT / PROVISORISCHE

NP

RP

WP

3.5

4.5

5.7



41.24.017

41.24.018

41.24.019



41.25.017

41.25.018

41.25.019



ZEST LOCATOR®

GH 1,0mm

08662

08672

GH 2,5mm

08663

08673

GH 3,5mm

08664

08674

GH 4,5mm

08665

08675



DALBO® ABUTMENT

GH 3,0mm

05002946

05002936

GH 4,0mm

05002947

05002937

GH 5,0mm

05002948

05002938

INTERNAL HEX USA Zimmer® Screw-Vent



			NP	RP	WP
			3.5	4.5	5.7
TI-BASE					
	GH 0,3mm			41.15.018	41.15.019
	GH 1,5mm		 41.15.430	41.15.218	41.15.219
	GH 3,0mm			41.15.318	41.15.319
	GH 0,3mm			41.16.018	41.16.019
	GH 1,5mm		 41.16.430	41.16.218	41.16.219
	GH 3,0mm			41.16.318	41.16.319



AURUM Base								
			41.36.017		41.36.018		41.36.019	
			41.37.017		41.37.018		41.37.019	



**MULTI-UNIT
ABUTMENTS**

GH 1mm	0°	41.40.019/1	41.40.020/1
GH 2mm	0°	41.40.019/2	41.40.020/2
GH 3mm	0°	41.40.019/3	41.40.020/3
GH 4mm	0°	41.40.019/4	41.40.020/4
GH 2,5mm	17°	41.41.719/2	41.41.720/2
GH 3,5mm	17°	41.41.719/3	41.41.720/3
GH 3,5mm	30°	41.43.019/3	41.43.020/3
GH 4,5mm	30°	41.43.019/4	41.43.020/4

4.8
MULTI-UNIT PLATFORM



SCREW HEX 1,27mm	NP	RP	WP
	3.5	4.5	5.7
	41.19.042	41.19.042	41.19.042
10 Pack.	41.19.042-P10	41.19.042-P10	41.19.042-P10
TiN	41.19.642*	41.19.642*	41.19.642*
Recommended torque	30 Ncm	30 Ncm	30 Ncm



Torx Screw AURUM Base® & ELLIPTIBase®

(replacement screw)	41.19.417	41.19.417	41.19.417
Recommended torque	30 Ncm	30 Ncm	30 Ncm




Torx BALL SCREWDRIVER	24mm	35mm
	41.DT24TB06	41.DT35TB06



ABUTMENTS

0°	41.13.017	41.13.018	41.13.019
15°	41.22.017*	41.22.018*	41.22.019*
25°	41.23.017*	41.23.018*	



CONIC EVO

○ Non-engaging / Nicht rotationsgesichert

⊗ Engaging / rotationsgesichert

Compatible with
Astra Tech implant system™ EV



HEALING ABUTMENT / GINGIVAFORMER

EV/3.6

EV/4.2

EV/4.8

3.6

4.2

4.8

GH 3,5mm

41.20.059/3 41.20.060/3 41.20.061/3

GH 4,5mm

41.20.059/4 41.20.060/4 41.20.061/4

GH 6,5mm

41.20.059/6 41.20.060/6 41.20.061/6



SCAN ABUTMENT

41.52.059

41.52.060

41.52.061



TRANSFER / ABFORMPFOSTEN

41.17.059

41.17.060

41.17.061

On uniabutment®

41.17.058



DIGITAL ANALOGUE



Platform Colour Coded

41.14.059/D

41.14.060/D

41.14.061/D



Platform Colour Coded

ANALOGUE

		EV/3.6	EV/4.2	EV/4.8
		3.6	4.2	4.8
		41.14.059	41.14.060	41.14.061
On uniabutment®	41.14.058			



TEMPORARY ABUTMENT / PROVISORISCHE

		41.24.059	41.24.060	41.24.061
		41.25.059	41.25.060	41.25.061
On uniabutment®	24.058			



MULTI-UNIT ABUTMENTS

GH 1,5mm	0°		41.40.027/1	41.40.036/1	41.40.037/1
GH 2,5mm	0°		41.40.027/2	41.40.036/2	41.40.037/2
GH 3,5mm	0°		41.40.027/3	41.40.036/3	41.40.037/3
GH 3,5mm	17°		41.41.727/3	41.41.736/3	41.41.737/3
GH 4,5mm	17°		41.41.727/4	41.41.736/4	41.41.737/4
GH 4,5mm	30°		41.43.027/4	41.43.036/4	41.43.037/4
GH 5,5mm	30°		41.43.027/5	41.43.036/5	41.43.037/5

4.8
MULTI-UNIT PLATFORM

CONIC EVO Astra Tech implant system™ EV

		EV/3.6	EV/4.2	EV/4.8	
		3.6	4.2	4.8	
	TI-BASE				
	GH 1,0mm		41.15.059	41.15.060	41.15.061
	GH 1,5mm				
	GH 3,0mm		41.15.359	41.15.360	41.15.361
	GH 1,0mm		41.16.059	41.16.060	41.16.061
	GH 1,5mm				
	GH 3,0mm		41.16.359	41.16.360	41.16.361
	On uniabutment *		41.15.058		
	AURUM Base®				
			41.36.059	41.36.060	41.36.061
			41.37.059	41.37.060	41.37.061
	On uniabutment®		41.36.058		
	DALBO® ABUTMENT				
	GH 3,0mm		05002706	05002716	05002726
	GH 4,0mm		05002707	05002717	05002727
	GH 5,0mm		05002708	05002718	05002728



Torx Screw
AURUM Base® & ELLIPTIBase®

EV/3.6 EV/4.2 EV/4.8

3.6 4.2 4.8

41.19.441 41.19.460 41.19.461

Recommended torque 25 Ncm 25 Ncm 25 Ncm

On uniabutment® 41.19.331*

Recommended torque 15 Ncm



SCREW HEX 1,27mm


41.19.059 41.19.060 41.19.061

Recommended torque 25 Ncm 25 Ncm 25 Ncm

On uniabutment® 41.19.058



Recommended torque 15 Ncm



INTERNAL HEX CONIC

○ Non-engaging / Nicht rotationsgesichert

⊗ Engaging / rotationsgesichert

Compatible with
Astra Tech Osseospeed™



HEALING ABUTMENT / GINGIVAFORMER

RP

WP

3.5-4.0

4.5-5.0

GH 3,0mm

41.20.024/3

41.20.025/3

GH 4,0mm

41.20.024/4

41.20.025/4

GH 5,0mm

41.20.024/5

41.20.025/5

Anatomic

GH 4,0mm Ø 4,5

41.20.424/4

GH 4,0mm Ø 5,5

41.20.524/4

41.20.525/4

GH 4,0mm Ø 6,5

41.20.625/4



SCAN ABUTMENT

41.52.024

41.52.025



Platform Colour Coded

DIGITAL ANALOGUE

Retention screw Hex 1,27 mm 19.712-P5

41.14.024/D

41.14.025/D



Platform Colour Coded

ANALOGUE

		RP	WP
		3.5-4.0	4.5-5.0
Of uniabutment®	10 Pack.	41.14.024	41.14.025
	20°	14.024-P10	14.025-P10
	45°		



TEMPORARY ABUTMENT / PROVISORISCHE

On uniabutment®		○	41.24.024	41.24.025
		○	41.25.024	41.25.025
	20°	○	41.24.028	
	45°	○	41.24.029	



DALBO® ABUTMENT

GH 3,0mm	05002736	05002746
GH 4,0mm	05002737	05002747
GH 5,0mm	05002738	05002748

INTERNAL HEX CONIC Astra Tech Osseospeed TM



			RP	WP
			3.5-4.0	4.5-5.0
TI-BASE				
GH 0,9mm				41.15.025
GH 1,1mm			41.15.024	
GH 1,5mm				
GH 2,0mm			41.15.024/2	41.15.025/2
GH 3,0mm			41.15.324	41.15.325
GH 0,9mm				41.16.025
GH 1,1mm			41.16.024	
GH 1,5mm				
GH 2,0mm			41.16.024/2	41.16.025/2
GH 3,0mm			41.16.324	41.16.325



AURUM Base[®]				
			41.36.024	41.36.025
			41.37.024	41.37.025



Torx Screw AURUM Base[®]				
(replacement screw)			19.441	19.425
Recommended torque			20 Ncm	25 Ncm



MULTI-UNIT ABUTMENTS

RP

WP

3.5-4.0

4.5-5.0

GH 1,5mm	0°		41.40.024/1	41.40.025/1
GH 2,5mm	0°		41.40.024/2	41.40.025/2
GH 3,5mm	0°		41.40.024/3	41.40.025/3
GH 3,5mm	17°		41.41.724/3	41.41.725/3
GH 4,5mm	17°		41.41.724/4	41.41.725/4
GH 4,5mm	30°		41.43.024/4	41.43.025/4
GH 5,5mm	30°		41.43.024/5	41.43.025/5

4.8
MULTI-UNIT PLATFORM



SCREW HEX 1,27mm

19.016

19.017

Recommended torque


20 Ncm

25 Ncm

*On uniabutment **

19.018





INTERNAL ANK

-  Non-engaging / Nicht rotationsgesichert
-  Engaging / rotationsgesichert

Compatible with
Dentsply Ankylos[®] C/X



HEALING ABUTMENT / GINGIVAFORMER

GH 1,5mm	41.20.046/1
GH 2,5mm	41.20.046/3



SCAN ABUTMENT

41.52.049



TRANSFER / ABFORMPFOSTEN

GH 1,5mm	41.17.049
GH 2,5mm	41.17.250



DIGITAL ANALOGUE



Platform Colour Coded

Ø 3,5

41.14.048/D



Platform Colour Coded

DIGITAL ANALOGUE

Ø 3,5

41.14.048/D



Platform Colour Coded

ANALOGUE

Ø 3,5

41.14.048

10 Pack.

41.14.048-P10

Ø 4,5

41.14.049

10 Pack.

41.14.049-P10



TEMPORARY ABUTMENT / PROVISORISCHE

GH 1,5mm



41.24.048

GH 2,5mm



41.24.250

GH 1,5mm



41.25.048

GH 2,5mm



41.25.250

DALBO® ABUTMENT



GH 3mm

05002756

GH 4mm

05002757

GH 5mm

05002758

INTERNAL ANK Dentsply Ankylos® C/X



TI-BASE

GH 1,5mm		41.15.050
GH 2,5mm		41.15.250
GH 1,5mm		41.16.050
GH 2,5mm		41.16.250



ABUTMENTS

GH 1,5mm	0°	41.13.047
GH 2,5mm	0°	41.13.250
GH 1,5mm	15°	41.22.048
GH 2,5mm	15°	41.22.250
GH 1,5mm	25°	41.23.048
GH 2,5mm	25°	41.23.250



SCREW HEX 1,00mm

GH 1,5mm	41.19.048
GH 2,5mm	41.19.050



Recommended torque

15 Ncm



CoCr BASE

GH 1,5mm		41.30.050
GH 2,5mm		41.30.250
GH 1,5mm		41.31.050
GH 2,5mm		41.31.250

Wenns mal
wieder matchen soll!



NexxZr.® *Multi 2.0


Unser ästhetischstes Zirkonoxid.*

Mehr Ästhetik.
Jetzt mit verbesserter
Farbrezeptur und
optimiertem Farbverlauf.

Mehr Farben.
Jetzt in 16 A-D und
4 BL Farben erhältlich.

Mehr Dicken.
Jetzt in 3 Dicken,
14, 16, 20 mm erhältlich.





CONIC BIO

Compatible with
Biotech KONTACT®

- Non-engaging / Nicht rotationsgesichert
- ✱ Engaging / rotationsgesichert



SCAN
ABUTMENT

41.52.078



TRANSFER / ABFORMPFOSTEN

41.17.078



Platform Colour Coded

DIGITAL
ANALOGUE

41.14.078/D



Platform Colour Coded

ANALOGUE

41.14.078



TI-BASE



41.15.078



41.16.078




SCREW HEX 1,22mm

41.19.078



Recommended torque

20 Ncm



INTERNAL CAM

Compatible with
Camlog®

-  Non-engaging / Nicht rotationsgesichert
-  Engaging / rotationsgesichert



	3.3	3.8	4.3	5.0
HEALING ABUTMENT / GINGIVAFORMER	3.3	3.8	4.3	5.0
GH 3,0mm		41.20.065/3	41.20.066/3	
GH 4,0mm		41.20.065/4	41.20.066/4	
GH 5,0mm		41.20.065/5	41.20.066/5	



SCAN ABUTMENT	41.52.064	41.52.065	41.52.066	41.52.067



TRANSFER / ABFORMPFOSTEN	41.17.065	41.17.066




Platform Colour Coded

DIGITAL ANALOGUE	41.14.064/D	41.14.065/D	41.14.066/D	41.14.067/D



Platform Colour Coded

	3.3	3.8	4.3	5.0
ANALOGUE	3.3	3.8	4.3	5.0
	41.14.064	41.14.065	41.14.066	41.14.067



TEMPORARY ABUTMENT / PROVISORISCHE

○	41.24.065	41.24.066
⊗	41.25.065	41.25.066



DALBO® ABUTMENT

GH 1mm	05002766	05002776
GH 2mm	05002767	05002777
GH 3mm	05002768	05002778



			3.3	3.8	4.3	5.0
TI-BASE			3.3	3.8	4.3	5.0
	GH 0,3mm			41.15.065	15.066	41.15.067
	GH 0,5mm		41.15.064			
	GH 1,5mm			41.15.265	41.15.266	
	GH 3,0mm			41.15.365	41.15.366	
	GH 0,3mm			41.16.065	41.16.066	41.16.067
	GH 0,5mm		41.16.064			
	GH 1,5mm			41.16.265	41.16.266	
	GH 3,0mm			41.16.365	41.16.366	



AURUM Base*			
		41.36.065	41.36.066
		41.37.065	41.37.066



Torx Screw AURUM Base*		
(replacement screw)	41.19,444	41.19,444
Recommended torque	20 Ncm	20 Ncm




Torx BALL SCREWDRIVER	24mm	35mm
	41.DT24TB06	41.DT35TB06



	3.3	3.8	4.3	5.0
SCREW HEX 1,27mm	3.3	3.8	4.3	5.0
	41.19.044	41.19.044	41.19.044	41.19.045
Recommended torque	20 Ncm	20 Ncm	20 Ncm	20 Ncm



CoCr BASE			
		41.30.065	41.30.066
		41.31.065	41.31.066



INTERNAL CON

Compatible with
Conelog[®]

-  Non-engaging / Nicht rotationsgesichert
-  Engaging / rotationsgesichert



SCAN
ABUTMENT

	NP	RP	WP
	3.3	3.8/4.3	5.0
	41.52.074	41.52.075	41.52.076



Platform Colour Coded

DIGITAL
ANALOGUE

	41.14.074/D	41.14.075/D	41.14.076/D
--	-------------	-------------	-------------



Platform Colour Coded

ANALOGUE

	41.14.074	41.14.075	41.14.076
--	-----------	-----------	-----------




		NP	RP	WP
TI-BASE		3.3	3.8/4.3	5.0
GH 1,4mm		41.15.074	41.15.075	41.15.076
GH 1,4mm		41.16.074	41.16.075	41.16.076
GH 3,0mm		41.16.074/3	41.16.075/3	



AURUM Base®				
		41.36.074	41.36.075	41.36.076
		41.37.074	41.37.075	41.37.076



DALBO® ABUTMENT		
GH 3mm		05002786
GH 4mm		05002787
GH 5mm		05002788



CONIC ANYR

-  Non-engaging / Nicht rotationsgesichert
-  Engaging / rotationsgesichert

Compatible with
Megagen AnyRidge®



SCAN
ABUTMENT

41.52.057



TRANSFER / ABFORMPFOSTEN

41.17.057



Platform Colour Coded

DIGITAL
ANALOGUE

41.14.057/D



Platform Colour Coded

ANALOGUE

41.14.057



TI-BASE

GH 2,0mm	○	41.15.057
GH 3,0mm	○	41.15.357
GH 2,0mm	⬡	41.16.057
GH 3,0mm	⬡	41.16.357



AURUM Base®

○	41.36.057
⬡	41.37.057




Torx Screw AURUM Base °

	41.19.460
<i>Recommended torque</i>	35 Ncm



Torx BALL SCREWDRIVER	24mm	35mm
	41.DT24TB06	41.DT35TB06



ZEST LOCATOR®



LOCATOR®
TRANSFER / ABFORMPFOSTEN

1 Pack by X4

8505



CM TRANSFER / ABFORMPFOSTEN

X4

07000213



ANALOG / LABORIMPLANTAT

X4 : CM reference
X4 : Zest reference

07000204
08530



LOCATOR®
INSTRUMENT

X1

8393



PROCESSING KITS



0° - 20° x2

08519-2



0° - 40° x2

08540-2

INSERTS / RETENTIONSEINATZ



0° - 20° x4

Light

08529



0° - 20° x4

Medium

08527



0° - 20° x4

Strong

08524



0° - 40° x4

Light

08548



0° - 40° x4

Medium

08915



0° - 40° x4

Strong

08547

FIXED INSERTS / FIXED RETENTIONSEINATZ



Locator Fixed Processing pack green

x1

09509-01



Locator Fixed Processing pack ten

x1

09509-02



Locator Fixed Processing pack blue

x1

09509-03



Fixed inserts Green

x2

09501-2



Fixed inserts Ten

x2

09506-2



Fixed inserts Blue

x2

09507-2



DALBO® SYSTEM



CAD/CAM BAR ATTACHMENT / RETENTIONSELEMENT FÜR STEG

X1

05002599



ANALOG / LABORIMPLANTAT

X4

07000312



INSERTION TOOL / ABUTMENT EINDREHWERKZEUG

X1

07000266



STRAUMANN® ADAPTOR / WINKELSTÜK-ADAPTER

X1

08057968

DALBO® Abutment


(GH = Abutment heights)

Astra Tech OsseoSpeed®	EV 3.6, 4.2, 4.8	GH3, GH4, GH5
	3.5/4.0, 4.5/5.0	GH3, GH4, GH5
BioHorizons® Internal	3.5, 4.5	GH3, GH4, GH5
Camlog®	3.8, 4.3	GH1, GH2, GH3
	3.8/4.3	GH3, GH4, GH5
DENTSPLY Ankylos® C	3.5, 4.5, 5.5, 7.0	GH3, GH4, GH5
MiS® Seven	3.5, 4.5	GH3, GH4, GH5
Nobel Biocare Replace Select®	RP 4.3, NP 3.5	GH1, GH2, GH3
Nobel Biocare Active®	RP 4.3/5.0, NP 3.5	GH3, GH4, GH5
Nobel Biocare Brånemark®	RP 4.0	GH3, GH4, GH5
Osstem® US Regular	4.1	GH3, GH4, GH5
Osstem® TS Regular	4.0/4.5/5.0/6.0/7.0	GH3, GH4, GH5
Osstem® TS Mini	3.5	GH3, GH4, GH5
Osstem® SS Regular	4.8	GH1, GH2, GH3
Straumann®	RN 4.1/4.8	GH1, GH2, GH3, GH4, GH5
	RC 4.1/4.8	GH1, GH2, GH3, GH4, GH5
	NC 3.3	GH2, GH3, GH4, GH5
Zimmer Tapered Screw-Vent®	3.5, 4.5	GH3, GH4, GH5



DALBO®-PLUS

	Dalbo®-PLUS TEV basic	055750
	Dalbo®-PLUS Matriz TE basic	055752
	Dalbo®-PLUS Tuning-Matriz soft TE basic	05000214
	Dalbo®-PLUS Tuning-Matriz TE basic	055771
	Dalbo®-PLUS Matrizengehäuse T basic	055760
	Dalbo®-PLUS TEV elliptic	055889
	Dalbo®-PLUS Matriz TE elliptic	055890
	Dalbo®-PLUS Tuning-Matriz soft TE elliptic	05000215
	Dalbo®-PLUS Tuning-Matriz TE elliptic	055891
	Dalbo®-PLUS Matrizengehäuse T elliptic	055886
	Dalbo®-PLUS Lamellen-Retentionseinsatz E	055643
	Dalbo®-PLUS Tuning-Lamellen-Retentionseinsatz soft	05000068
	Dalbo®-PLUS Tuning-Lamellen-Retentionseinsatz E	055687
	Dalbo®-PLUS Tuning-Lamellen-Retentionseinsatz forte E	05000081
	Dalbo®-PLUS Tuning-Lamellen-Retentionseinsatz extra-forte E	05000083
	Dalbo®-PLUS / Classic /-B/-Z Distanzscheibe Z (5 Stk.) / Rondelle d'espacement Z (5 pcs.)	050394
	Dalbo®-PLUS / Dalbo®-B Patriz V / Partie mâle V	055647
	Dalbo®-PLUS / Dalbo®-Classic / Dalbo®-B Laserpatriz E / Partie mâle pour le soudage au laser E	055921
	Dalbo®-PLUS Dublierhilfsteil G / Pièce de doublage G	072626
	Dalbo®-PLUS Schraubenzieher/Aktivator / Tournevis/activateur	072609



MULTI-UNIT CONNECTION

○ Non-engaging / Nicht rotationsgesichert



HEALING ABUTMENT / GINGIVAFORMER		RP 4.8	MULTI-UNIT	WP 6
Uni Grip	○	41.20.100		41.20.054
Torx Ball	○	41.20.100TB*		



SCAN ABUTMENT			
		41.52.007	41.52.047



TRANSFER / ABFORMPFOSTEN			
		41.17.007	41.17.050



Platform Colour Coded

DIGITAL ANALOGUE			
		41.14.007/D	41.14.047/D



Platform Colour Coded

ANALOGUE

RP

MULTI-UNIT

WP

4.8

6

41.14.007

41.14.047

41.14.007-P10

10 Pack.

TEMPORARY ABUTMENT / PROVISORISCHE



Uni Grip



41.24.007

41.24.030

Torx



41.24.007TB*
19.306

TI-BASE



6,0mm

Uni Grip



41.15.007

41.15.054

6,0mm

Torx



41.15.007TB*
19.306

8,0mm

Uni Grip



41.15.007/8

AURUM Base®



41.36.007

41.36.054

Torx Screw AURUM Base®



(replacement screw)

41.19.306

41.19.331*

Recommended torque

15 Ncm

15 Ncm

SCREW UG



41.19.006

41.19.031

10 Pack.

41.19.006-P10



DLC

41.19.206

41.19.231

TOOLS

SCREWDRIVERS TIPS / SCHRAUBENDREHER

HEX	18mm	20mm	24mm	30mm	35mm	Brand / Marke
0,90mm		DTC20H090	DTC24H090			Neodent® CM
1,00mm		DTC20H100	DTC24H100		DTC35H100	Dentsply Ankylos® C/X
1,20mm	DTC18H120	DTC20H120	DTC24H120	DTC30H120	DTC35H120	3i Osseotite®, 3iCertain®, Megagen AnyRidge®
1,22mm		DTC20H122	DTC24H122		DTC35H122	Dentsply Friadent Xive®, Osstem® TS, GlobalD®, BTI®, Biotech Kontakt®
1,25mm		DTC20H125	DTC24H125			
1,27mm		DTC20H127	DTC24H127	DTC30H127	DTC35H127	Astra tech™, OsseosSpeed™, Zimmer Screw-Vent® & Mis® Seven/ C1 & V3, BioHorizons®, AstraTech Implants System EV™, Camlog®, Bego Semados®, Conelog®
1,30mm		DTC20H130	DTC24H130			
1,50mm		DTC20H150	DTC24H150			
1,70mm		DTC20H170	DTC24H170			
1,75mm		DTC20H175	DTC24H175			Astra tech™ EV, Uniabutment®



Torx 06



Torx ball



UG



DT20TC06	DT24TC06	DT30TC06	DT35TC06	Straumann® Soft Tissue Level & synOcta® Straumann® Bone Level
----------	----------	----------	----------	---

DT20TB06	DT24TB06	DT30TB06	DT35TB06	AURUM Base®, ELLIPTI Base®
----------	----------	----------	----------	----------------------------

DT20U	DT24U	DT30U	DT35U	Nobel Brånemark®, NobelReplace® Select™, NobelActive™ & NobelReplace® CC, Multi-unit®
-------	-------	-------	-------	---

SCREWDRIVERS TIPS / SCHRAUBENDREHER



Dentist handle

28mm



HEX 1,20mm	WSDSTL28H120
HEX 1,25mm	WSDSTL28H125
UG	WSDSTL28UG
Torx 06	WSDSTL28TC06
Torx ball	WSDSTL28TB06

Generelle Informationen.

Richtlinien für die Auftragsabwicklung

Der vorliegende Katalog hilft Ihnen bei der Auswahl des geeigneten Produkts und enthält Richtlinien für die Auftragsabwicklung.

Gebrauchsanweisungen

Die aktuellen technischen Daten zur korrekten Verarbeitung der Produkte finden Sie in den Gebrauchsanweisungen unter www.cmsa.ch/docs. CM Connect dürfen nur von zugelassenen Zahnärzten, Ärzten und Laboren verwendet werden.

Webseite

Auf unserer Webseite www.cmsa.ch finden Sie umfangreiche Informationen zu unseren Produkten.

Kundenservice

Die Ansprechpartner, die Ihre Bestellungen entgegennehmen, sind qualifizierte Fachleute und verfügen über hohe Produktkenntnisse. Zudem bieten wir Ihnen zur Verbesserung Ihrer Resultate und Erhöhung Ihrer Produktivität folgende Dienstleistungen an: Durchführung von technischen Analysen, Ratschläge sowie zahlreiche Informationen, die Ihnen entweder in gedruckter Form oder auf unserer Webseite zur Verfügung stehen.

Garantie

Wir garantieren eine einwandfreie Produkt- und Werkstoffqualität im Lieferzustand. Diese ist das Resultat umfangreicher Forschungs- und Entwicklungsarbeit, hochpräziser Fertigung und strenger Qualitätsprüfung. Die konsequente Anwendung der Richtlinie 93/42/EWG, bzw. der neuen Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte gibt Ihnen die Garantie, immer Originalware zu erhalten und fördert letztlich die Anwendungssicherheit.

Laut den verschiedenen vom Hersteller durchgeführten Zulassungstests, können die CM Connect-Komponenten mit den Implantaten des jeweiligen Herstellers genauso sicher verwendet werden, wie die Originalteile. Sie werden ebenfalls gemäß den Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG, bzw. der neuen Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte, hergestellt. Es gelten die gleichen Garantiebedingungen wie für CM-Produkte.

Weitere Informationen zu den Garantiebedingungen finden Sie unter www.cmsa.ch/docs.

Lieferbedingungen

Es gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen im In- und Ausland. Konstruktions- und Produktionsänderungen sowie Anpassungen von Lieferform und Verpackung bleiben vorbehalten. Die Verkaufspreise sind aus den gültigen Preislisten ersichtlich oder auf Anfrage erhältlich. Preisänderungen sind jederzeit vorbehalten.

Medizinprodukte

Alle Medizinprodukte der Cendres+Métaux SA sind CE gekennzeichnet. Medizinprodukte der Klasse IIa und IIb sind mit der Bezeichnung CE-0483 CE gekennzeichnet und werden von unserer benannten Stelle MDC, Medical Device Certification GmbH, überprüft. Produkte unter dem Namen CM Connect sind mit CE-0051 gekennzeichnet.

Rücknahmebedingungen

Folgende Punkte sind bei allfälligen Rücksendungen zu beachten:

- Die Rücknahme und Rückerstattung von original verpackter Ware ist bis max. 30 Tage nach Rechnungsdatum möglich.
- Die Rücknahme von bereits geöffneter Ware wird ohne berechtigten Reklamationsgrund abgelehnt. Auf Wunsch führen wir edelmetallhaltige Ware dem Recycling zu.
- Demontierte Teile können aufgrund der verlorenen Rückverfolgbarkeit nicht mehr gutgeschrieben werden.
- Das Zerlegen von Produkten in Einzelteile ist zu unterlassen.
- Für allfällige Rücksendungen bitten wir Sie, eine adäquate Umverpackung zu wählen, um die Ware nicht zu beschädigen. Einfache Briefcouverts eignen sich nicht.
- Legen Sie der Rücksendung immer eine Kopie der Originalrechnung oder des Lieferscheins bei.

Bitte beachten Sie, dass die Teile des CM Connect Systems nach neuer Gesetzgebung als chirurgisch implantierbare Komponente betrachtet werden sollten. Aus diesem Grund raten wir, die mitgelieferten Chargeninformationen in der Patientenkartei zu dokumentieren.

Haftung

Da die Anwendung, die Montage und der Einsatz unserer Erzeugnisse ausserhalb unserer Einflussnahme und unserer Kontrolle liegen, erstreckt sich unsere Haftung allgemein auf Material- und Fertigungsmängel sowie auf Mängel, die auf fehlerhafte Gebrauchsanweisungen unsererseits zurückzuführen sind. Im Schadensfall werden diese Mängel im Rahmen unserer Ersatzleistungen abgegolten. Als Teil des CM Connect Systems dürfen die einzelnen Bestandteile nur in sich und unter Anwendung der Gebrauchsanweisung kombiniert werden.

Die Verwendung von Fremdkomponenten anderer Implantat- oder Abutment-Systeme kann zu einer Fehlfunktion bis hin zum Implantat-Versagen führen. Es dürfen explizit keine in der Verbindungsgeometrie zum Implantatsystem unpassenden Abutments verwendet werden. Wir können keine Garantie für Schäden, die aus der unsachgemässen Anwendung unserer Produkte entstehen, übernehmen.

Ersatzteile

Als Ersatzteile gelten alle Teile, die nicht fix mit dem Ankerzahn im Mund verbunden sind. Für Produkte, die aus dem Verkaufsprogramm genommen werden, liefern wir noch Ersatzteile, solange der Vorrat reicht und bis maximal 10 Jahre.

Wiederverwendung

Die für den Einmalgebrauch gekennzeichneten Produkte dürfen nicht wiederaufbereitet und wiederverwendet werden, da dadurch die Funktion, Kennzeichnung oder Passung beeinträchtigt sowie das Risiko einer Infektionsübertragung erhöht werden kann.

Verfügbarkeit

Einige der in diesem Dokument aufgeführten Produkte sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich. Die Verkaufsstellen sind auf der Webseite www.cmsa.ch aufgeführt.

Markenrechte

Registrierte Marken der Cendres+Métaux Holding SA, Biel/Bienne, Schweiz sind: Ceramicor®, CM LOC®, Dalbo®, Pekkton®, Elitor®, Esteticor®, Livento®, Mini-SG®, M-SG®, Soprano®.

Sofern nicht spezifisch erläutert, sind alle mit «®» gekennzeichnete Produkte, nicht registrierte Marken der Cendres+Métaux Holding SA, sondern registrierte Markenzeichen des entsprechenden Herstellers.

Für alle Komponenten, Attachments, Abutments und Zusatzteile der CM LOC® und Dalbo® Abutment Systeme ist der Hersteller im Sinne der Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG (MDD) bzw. der neuen Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745 die



Cendres+Métaux SA
rue de Boujean 122, 2501 Biel/Bienne, Schweiz.

CM Connect Hersteller im Sinne der Richtlinie 93/42/EWG (MDD), bzw. der neuen Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte



Terrats Medical S.L.
C/Mogoda 75-99 08210 Barberà del Vallès (Barcelona), Spanien

CM Connect Distribution

Cendres+Métaux SA, Rue de Boujean 122, CH-2501 Biel/Bienne, Schweiz
Telefon +41 58 360 20 00, Fax +41 58 360 20 11,
dental-sales@cmsa.ch, www.cmsa.ch

Impressum

Stand Dezember 2021

Herausgeber: Cendres+Métaux SA

Druckfehler, Ungenauigkeiten in den Dimensionen oder Fotos sowie andere Fehler bleiben vorbehalten. Nachdruck oder Publikation, auch auszugsweise, ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers möglich.

Garantien

Cendres+Métaux SA bietet Ihnen großzügige Garantien: 10 Jahre lang kostenloser Ersatz aller Komponenten an natürlichen Zähnen und Implantaten.



Informations générales.

Instructions pour la commande

Ce catalogue est destiné à vous aider à sélectionner le produit approprié afin de passer commande.

Modes d'emploi

Vous trouverez les données techniques actuelles pour une utilisation correcte des dispositifs dans les notices d'utilisation sous www.cmsa.ch/docs.

Les produits CM Connect ne peuvent être utilisés que par des professionnels de l'art dentaire.

Site web

Vous trouverez de plus amples informations sur nos produits sur le site www.cmsa.ch.

Service clients

Les interlocuteurs qui prennent vos commandes sont des professionnels qualifiés disposant de connaissances étendues sur les produits. Pour améliorer vos résultats et augmenter votre productivité, nous nous tenons à votre disposition pour vous aider dans vos diagnostics ou pour tout autre type de conseil verbal ou écrit, à retrouver sur notre site.

Garantie

Nous garantissons la livraison de dispositifs médicaux d'une qualité irréprochable. Cette qualité est le résultat d'un travail de recherche et développement intensif, d'une finition de haute précision et de contrôles sévères de la qualité. L'application conséquente de la directive 93/42/CEE, ou du nouveau règlement (UE) 2017/745 sur les dispositifs médicaux, vous garantit de toujours recevoir des marchandises originales et renforce en définitive la sécurité d'utilisation. Selon les différents tests d'homologation conduits par le fabricant, les composants de la gamme CM Connect peuvent être utilisés sans danger avec les implants de chaque fabricant, au même titre que les pièces originales. Ils sont aussi fabriqués selon les exigences de la directive 93/42/CEE, ou du nouveau règlement (UE) 2017/745. Les mêmes conditions de garantie que pour les produits CM s'appliquent. Pour plus d'informations sur les conditions de garantie: www.cmsa.ch/docs.

Conditions de livraison

Nos conditions générales de vente nationales et internationales s'appliquent sous réserve de modification de conception et de production ou d'adaptation des formes de livraison et d'emballage. Les prix de vente sont indiqués dans les listes de prix en vigueur ou disponibles sur demande.

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix à tout moment.

Dispositifs médicaux

Tous les dispositifs médicaux de Cendres+Métaux SA portent le marquage CE. Les dispositifs médicaux de classe IIa et IIb portent le marquage CE-0483 CE et sont contrôlés par notre organisme notifié : MDC, Medical Device Certification GmbH.

Les produits sous le nom de CM Connect sont marqués avec CE-0051.

Conditions de reprise

Les points suivants doivent être respectés pour tout retour:

- Le retour et donc le remboursement de marchandise dans l'emballage d'origine non ouvert est possible jusqu'à un maximum de 7 jours après la date de facturation.
- En l'absence d'un motif de réclamation, la marchandise sortie de son emballage d'origine sera refusée. Sur demande, nous transmettons la marchandise contenant des métaux précieux au service recyclage.
- Les composants d'un même système ne sauraient être désolidarisés car cela engendrerait la perte de traçabilité et donc l'impossibilité d'un retour.
- Il est interdit de démonter les produits pour obtenir des pièces détachées.
- Pour tout retour, nous vous prions de choisir un emballage adéquat afin de ne pas endommager la marchandise. Les enveloppes de correspondance sont inappropriées.
- Joignez toujours une copie de la facture originale ou du bon de livraison au retour.

Veuillez noter que les pièces du système CM Connect doivent être considérées comme des composants chirurgicaux implantables en vertu de la nouvelle législation. C'est la raison pour laquelle nous recommandons de consigner les informations sur le lot fourni dans le dossier du patient.

Responsabilité

Étant donné que l'utilisation, la mise en oeuvre et l'emploi de nos produits a lieu hors de notre contrôle, notre responsabilité ne peut être engagée que pour des vices de matériau et de fabrication ou pour des dysfonctionnements dus à des modes d'emploi incorrects. En cas de dommage, ces manquements sont indemnisés dans le cadre de nos prestations de garantie.

Dans le cadre du système CM Connect, les composants individuels peuvent uniquement être combinés entre eux et conformément au mode d'emploi.

L'utilisation de composants tiers d'autres systèmes d'implants ou de piliers peut entraîner des dysfonctionnements ou même un échec de l'implant. En clair, aucun pilier ne peut être utilisé s'il n'est pas adapté à la géométrie de connexion du système d'implant.

Nous ne pouvons accepter de réclamation de garantie pour des dommages résultat d'une utilisation inadéquate de nos produits.

Pièces de rechange

Les pièces de rechange sont toutes les pièces qui ne sont pas reliées de façon permanente à la dent d'ancrage dans la bouche. Pour les produits retirés du programme de vente, nous continuons à fournir des pièces de rechange dans la limite des stocks disponibles et jusqu'à un maximum de 10 ans.

Réutilisation

Les produits indiqués comme étant à usage unique ne doivent pas être retraités et réutilisés, car cela pourrait nuire au fonctionnement, à l'étiquetage ou à l'ajustement et augmenter le risque de transmission d'infection.

Disponibilité

Certains produits mentionnés dans ce document ne sont peut-être pas disponibles dans tous les pays. Les points de vente sont indiqués sur le site Web www.cmsa.ch.

Droits de marque

Les marques déposées de Cendres+Métaux Holding SA, Biel/Bienne, Suisse sont les suivantes: Ceramicor®, CM LOC®, Dalbo®, Pekkton®, Elitor®, Esteticor®, Livento®, Mini-SG®, M-SG®, Soprano®.

Sauf indication contraire, tous les produits marqués avec «®» ne sont pas des marques déposées de Cendres+Métaux Holding SA, mais des marques commerciales déposées de leurs fabricants respectifs.

Pour tous les composants, attachements, abutments et pièces auxiliaires des systèmes CM LOC® et Dalbo® Abutment le fabricant dans le sens de la directive 93/42/EEC (MDD), ou du nouveau règlement (UE) 2017/745 sur les dispositifs médicaux est



Cendres+Métaux SA

rue de Boujean 122, 2501 Biel/Bienne, Suisse.

CM Connect Fabricant dans le sens de la directive 93/42/EEC (MDD), ou du nouveau règlement (UE) 2017/745 sur les dispositifs médicaux



Terrats Medical S.L.

C/Mogoda 75-99 08210 Barberà del Vallès (Barcelone), Espagne

CM Connect Distribution

Cendres+Métaux SA, Rue de Boujean 122, CH-2501 Biel/Bienne, Suisse

Téléfon +41 58 360 20 00, Fax +41 58 360 20 11,

dental-sales@cmsa.ch, www.cmsa.ch

Imprint

Édition : état Décembre 2021.

Publié par : Cendres+Métaux SA

Sous réserve d'éventuelles erreurs d'impression, d'inexactitudes dans les dimensions ou photos ainsi que d'autres erreurs. La réimpression ou la publication, y compris d'extraits, n'est possible qu'avec l'autorisation écrite de l'éditeur.

Garanties

Cendres+Métaux SA vous offre des garanties généreuses : remplacement gratuit de tous les composants sur dents naturelles et implants pendant 10 ans.



Cendres+Métaux SA
Rue de Boujean 122
CH-2501 Biel/Bienne
+41 58 360 20 00
www.cmdental.ch